

Monolite Trays



BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

MONOLITE TRAYS

Sichere Aufbewahrung und Transport chirurgischer Instrumente

Die Monolite Trays sind Transport- und Sterilisationssysteme für Instrumente der Endoprothetik, Traumatologie, Dental- und anderer medizinischer Bereiche.

Die Wannen werden aus einem Stück gefertigt und bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Diese Herstellung sichert eine ausreichende Wärmekapazität in der Aufbereitung, so dass Restfeuchtigkeit nach dem Waschen kein Thema mehr ist. Die zusätzlich hohe thermische und chemische Belastbarkeit der Instrumentenwannen und die Nutzung des Deckels als Verschluss erleichtern vor allem den Transport und die Sterilisation.

Das System zeichnet sich durch ein geringes Gewicht aus und lässt sich vielseitig stapeln. Die individuelle Platzierung der Halteelemente im Lochraster garantiert reibungslose Abläufe bei jeder Operation.




VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Für viele Containersysteme geeignet
- Trays können mit Halteelementen oder auch leer ausgeliefert werden
- Individuelles Layout mit verschiedenen Halteelementen kann erstellt werden
- Individuelles Schattenlayout auf dem Trayboden kann erstellt werden

Individuelle Kundenbeschriftung des Trays und Traydeckels ist möglich

FOLGENDE MASSE SIND VERFÜGBAR:

- | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ▪ Monolite 60 | 510 x 255 x 60,5 mm | ▪ Mini Monolite 60 | 251 x 255 x 60,5 mm |
| ▪ Monolite 80 | 510 x 255 x 80,5 mm | ▪ Mini Monolite 80 | 251 x 255 x 80,5 mm |
| ▪ Monolite 110 | 510 x 255 x 110,5 mm | ▪ Mini Monolite 110 | 251 x 255 x 110,5 mm |



Monolite Tray 110



Mini Monolite Tray 60



Deckel für Monolite Tray 110



Deckel für Mini Monolite Tray 60

