

FlexiBit-System

Das FlexiBit-System ist ein modular-flexible Bohrer mit AO-Anschluss. Das Schnellkupplungssystem ermöglicht einen einfachen Werkzeugwechsel.

Der FlexiBit erfüllt alle Anforderungen an Reinigung und Sterilisation im Rahmen der Aufbereitung als Medizinprodukt.

FlexiBit-Welle

Art.-Nr. Bezeichnung

367-1457 FlexiBit-Welle, L 110 mm



FlexiBit-Bohrer

Art.-Nr.	Ø Bohrer	L	LS
367-1447	3,2	25	15
367-1448	3,2	30	20
367-1449	3,2	40	30
367-1450	3,2	50	40
367-1451	3,2	60	50
367-1452	3,2	70	60
367-1453	3,2	80	70



Sechskantschraubendreher SW 3,5

Art.-Nr. 250161-5

- Gesamtlänge: 250 mm
- Grifflänge: 104 mm



Sechskantschraubendreher SW 3,5, konisch 5°

Art.-Nr. 206-007

- Länge: 390 mm
- Grifflänge: 104 mm



Bohrlehre, Ø 3,2 mm

Art.-Nr. 367-165

- Gesamtlänge: 185 mm
- Führungslänge: 25 mm



Schraubenmessgerät gebogen

Art.-Nr. 367-115

- Länge der Hülse: 160 mm
- Außendurchmesser: 8 mm
- Messbereich: 60 mm



Schraubenhaltezange

Art.-Nr. 367-1021

- Gesamtlänge: 182 mm
- Verwendung für Flachkopfschraube Ø 6,5 mm



Kardanschraubendreher

SW 3,5 mm

Art.-Nr. 00-092-10

- Gesamtlänge: 273 mm
- Grifflänge: 105 mm
- Schlüsselweite: 3,5 mm

