



Monocon Revisionschaft

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

MONOCON REVISIONSSCHAFT

Für eine zementfreie Verankerung im Femur

Der Monocon Schaft wurde als Langschaft für die Primärversorgung oder als Revisionschaft (z.B. bei gelockerter primärer Endoprothese) entwickelt.

Der zementfreie Schaft besteht aus einer hochfesten Titanlegierung TiAl6V4 ISO 5832-3. Das doppelkonische Vierkant-Prinzip gewährleistet eine hohe Primärstabilität und bietet mit der rau gestrahlten Titanoberfläche hervorragende Bedingungen für eine dauerhafte Fixation des Implantates.

Die 9 Größen des Schaftes wurden stufenlos konzipiert. Der Schaft ist zusätzlich als lateralisierte Variante (NL) erhältlich.

Der Monocon Schaft kann mit den bekannten Pfannensystemen und Hüftköpfen aus unserem Portfolio kombiniert werden.

Zur erleichterten Revision ist ein Extraktionsgewinde M6 in der Schaftachse vorhanden.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Verankerung:
Zementfrei
- Material:
Titanlegierung TiAl6V4 (ISO 5832-3)
Oberfläche ist rau gestraht
- Konus:
12/14
- Kombinierbar mit:
Metall- und Keramikhüftköpfen
- Ausführung:
N
NL
- Größen:
9 sizes

INSTRUMENTE

Die Implantation des Monocon-Revisionschaftes erfordert nur eine geringe Anzahl von Grundinstrumenten.

Das universelle Instrumentarium enthält alle notwendigen Instrumente zur Eröffnung und Herstellung des Implantatbettes sowie die zur Probereposition erforderlichen Probekomponenten. Darüber hinaus stellt es die Instrumente zur Korrektur der Implantatlage von Hüftschäften während der OP bereit.

Die Raspeln bestehen aus hochwertigen gehärteten Edelstählen. Sie werden CNC geschliffen und anschließend plasmapoliert. Dies führt zu einer Langlebigkeit der Instrumente und einer leichten Aufbereitung.

Die Instrumenten Sets können in unseren Monolite Trays ausgeliefert werden.

