

PE und resorbierbare Zementstopper

- ⇒ Der Zementstopper wird bei orthopädischen Operationen vor dem Einbringen von Knochenzement in die Markhöhle und der Implantation einer Prothese verwendet. Wir bieten zwei Arten von Zementstoppfern an.

Zementstopper UHMWPE

Artikelnr.	Größen
506-101	1
506-102	2



- ⇒ Material: UHMWPE (ISO 5834-2)
- ⇒ in zwei Größen erhältlich
- ⇒ ein Setzinstrument mit Messskala für kontrolliertes Einsetzen in optimaler Tiefe



Für die Implantation des PE-Zementstoppers ist nur ein Setzinstrument erforderlich.

Instrumentarium PE-Zementstopper

Artikelnr.	Bezeichnung
506-100	Setzinstrument für Zementstopper



Neptun® Plugs

Artikelnr.	Größen
NP-770008	8
NP-770010	10
NP-770012	12
NP-770014	14
NP-770016	16
NP-770018	18



- ⇒ aus elastischen Biomaterialien auf Gelatinebasis
- ⇒ innerhalb von Tagen vollständig resorbiert
- ⇒ vereinfacht die Zemententfernung bei Revisionen
- ⇒ in sechs Größen erhältlich
- ⇒ präzises Setzinstrument mit Proben für die Größenprüfung verfügbar



Unsere Instrumente für die Neptun® Plugs können in einer übersichtlichen und leicht zu handhabenden Box aus Propylux aufbewahrt werden.

Instrumentarium Neptun® Plugs

Artikelnr.	Bezeichnung
506-100	Setzinstrument für Zementstopper
018-001	Schieber für Setzinstrument Zementstopper
206-021	Aufnahme für Probe-Zementstopper
367-080	Probe-Markraumstopfen mit Aufsatz Gr. 8
367-081	Probe-Markraumstopfen mit Aufsatz Gr. 10
367-082	Probe-Markraumstopfen mit Aufsatz Gr. 12
367-083	Probe-Markraumstopfen mit Aufsatz Gr. 14
367-084	Probe-Markraumstopfen mit Aufsatz Gr. 16
367-085	Probe-Markraumstopfen mit Aufsatz Gr. 18