

FlexiBit-System

Das FlexiBit-System ist ein modular-flexible Bohrer mit AO-Anschluss. Das Schnellkupplungssystem ermöglicht einen einfachen Werkzeugwechsel.

Der FlexiBit erfüllt alle Anforderungen an Reinigung und Sterilisation im Rahmen der Aufbereitung als Medizinprodukt.

Um eine unsachgemäße Anwendung zu vermeiden, sollte die FlexiBit Welle stets zusammen mit der Bohrlehre (siehe Art. No. 367-165) verwendet werden.

FlexiBit-Welle

Art.-Nr. Bezeichnung

367-1457 FlexiBit-Welle, L 110 mm



FlexiBit-Bohrer

Art.-Nr.	Ø Bohrer	L	LS
367-1447	3,2	25	15
367-1448	3,2	30	20
367-1449	3,2	40	30
367-1450	3,2	50	40
367-1451	3,2	60	50
367-1452	3,2	70	60
367-1453	3,2	80	70



Bohrlehre, Ø 3,2 mm

Art.-Nr. 367-165

- Gesamtlänge: 185 mm
- Führungslänge: 25 mm



Sechskantschraubendreher SW 3,5

Art.-Nr. 250161-5

- Gesamtlänge: 250 mm
- Grifflänge: 104 mm



Sechskantschraubendreher
SW 3,5, konisch 5°
Art.-Nr. 206-007

- Länge: 390 mm
- Grifflänge: 104 mm



Schraubenmessgerät gebogen
Art.-Nr. 367-115

- Länge der Hülse: 160 mm
- Außendurchmesser: 8 mm
- Messbereich: 60 mm



Schraubenhaltezeange
Art.-Nr. 367-1021

- Gesamtlänge: 182 mm
- Verwendung für Flachkopfschraube Ø 6,5 mm



Kardanschraubendreher
SW 3,5 mm
Art.-Nr. 00-092-10

- Gesamtlänge: 273 mm
- Grifflänge: 105 mm
- Schlüsselweite: 3,5 mm

