

## Der richtige Zugang entscheidet – Eröffnungsinstrumente für die Hüftendoprothetik

Die korrekte Eröffnung des Markraumes ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Hüftarthroplastie. Umso wichtiger ist es, für den jeweiligen chirurgischen Zugang die passenden Instrumente

bereitzustellen.

Wir präsentieren Ihnen eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl bewährter Eröffnungsinstrumente, die eine präzise und effiziente

Vorbereitung des Operationsfeldes ermöglichen.

### Ahle, mit Griff 90°, gedreht

Art.- Nr. 206-008

- Gesamtlänge: 195 mm
- Grifflänge: 90 mm
- Länge der Raspel: 85 mm
- Eröffnungsdurchmesser: 3-8 mm



### Eröffnungsraspel, behauen

Art.- Nr. 367-271


- Gesamtlänge: 354 mm
- Grifflänge: 105 mm
- Länge der Raspel: 159 mm
- Eröffnungsdurchmesser: 8-12 mm



### Eröffnungsahle vorderer Zugang

Art.- Nr. 271-331

- Gesamtlänge: 300 mm
- Grifflänge: 110 mm
- Länge der Raspel: 140 mm
- Eröffnungsdurchmesser: 8 mm (an der Spitze der Raspel)
- Winkel der Krümmung ca. 115°



### Der richtige Zugang entscheidet – Eröffnungsinstrumente für die Hüftendoprothetik

#### Femurraspel

Art.- Nr. 506-071

- Gesamtlänge: 224 mm
- Grifflänge: 80 mm
- Länge der Raspel: 84 mm
- Raspelstärke: 9 mm
- Breite der Raspel: 20 mm



#### Hohlraummeißel, klein

Art.- Nr. 506-091

- Gesamtlänge: 228 mm
- Schlagplatte: Ø 30 mm
- Länge des Meißels: 35 mm
- Abmessungen des Meißel: 6 x 20 mm



#### Hohlraummeißel, groß

Art.- Nr. 506-090

- Gesamtlänge: 300 mm
- Schlagplatte: Ø 40 mm
- Länge des Meißels: 55 mm
- Abmessungen des Meißel : 9 x 28 mm

