

FlexiBit-System

Das FlexiBit-System mit AO-Anschluss ist ein **modularer-flexibler Bohrer** in Ø3,2mm und Ø4,5mm. Das Schnellkupplungssystem ermöglicht einen einfachen Werkzeugwechsel.

Der FlexiBit erfüllt alle Anforderungen an Reinigung und Sterilisation im Rahmen der Aufbereitung als Medizinprodukt.

Um eine unsachgemäße Anwendung zu vermeiden, sollte das FlexiBit-System stets zusammen mit der Bohrlehre (siehe Art. Nr. 367-165 bzw. 367-164) verwendet werden




FlexiBit-Welle

Art.-Nr.	Bezeichnung
367-1457	FlexiBit-Welle, L 110 mm
367-1458	FlexiBit-Welle, L 180 mm



FlexiBit-Bohrer

Art.-Nr.	Ø Bohrer	L	LS
367-1447	3,2	25	15
367-1448	3,2	30	20
367-1449	3,2	40	30
367-1450	3,2	50	40
367-1451	3,2	60	50
367-1452	3,2	70	60
367-1453	3,2	80	70
367-1454	4,5	25	15
367-1455	4,5	40	30
367-1456	4,5	60	50



Bohrführung

Art.-Nr. 367-165 für Bohrer Ø 3,2 mm
Art.-Nr. 367-164 für Bohrer Ø 4,5 mm

- Gesamtlänge: 185 mm
- Führungslänge: 25 mm



Sechskantschraubendreher SW 3,5

Art.-Nr. 250161-5

- Gesamtlänge: 250 mm
- Grifflänge: 104 mm



Sechskantschraubendreher

SW 3,5, konisch 5°

Art.-Nr. 206-007

- Länge: 390 mm
- Grifflänge: 104 mm



Schraubenmessgerät gebogen

Art.-Nr. 367-115

- Länge der Hülse: 160 mm
- Außendurchmesser: 8 mm
- Messbereich: 60 mm



Schraubenhaltezange

Art.-Nr. 367-1021

- Gesamtlänge: 182 mm
- Verwendung für
Flachkopfschraube Ø 6,5 mm



Kardanschraubendreher

SW 3,5 mm

Art.-Nr. 00-092-10

- Gesamtlänge: 273 mm
- Grifflänge: 105 mm
- Schlüsselweite: 3,5 mm

